

Беспроводные возможности слухового аппарата Ponto 3

Все аксессуары беспроводной связи для Ponto 3 должны использоваться совместно с устройством Oticon Medical Streamer



Ponto
Больше чем просто хороший слух





Oticon Medical Streamer

предназначен для использования в качестве интерфейса беспроводной связи между звуковым процессором и другими устройствами, например, мобильным телефоном, телевизором и др.

Oticon Medical Streamer также можно использовать как пульт управления для регулировки громкости и переключения между программами звукового процессора.


Можно использовать с двумя слуховыми аппаратами одновременно.



TV Адаптер ConnectLine

может быть подключен к телевизору и может передавать звук телевизора на звуковой процессор через Oticon Medical Streamer.

ConnectLine TV Adapter 2.0 является продуктом Oticon A/S.



Телефонный адаптер ConnectLine 2.0

устройство обеспечивает пользователям слуховых аппаратов беспроводное соединение для ведения телефонного разговора по стационарному телефону (аналоговый/PSTN). Передает звук с телефона на звуковой процессор через Oticon Medical Streamer.



Микрофон ConnectLine

представляет собой незаметный микрофон с креплением, который можно подключить по беспроводной связи через Oticon Medical Streamer и микрофон будет передавать речь собеседника в слуховые аппараты.

Микрофон ConnectLine является продуктом Oticon A/S.